

Gebrauchsanweisung Neutrale Probengefäße

gilt für die Produkte Neutrale Probengefäße in verschiedenen Ausführungen

Produktbeschreibung/Verwendungszweck

Die Produkte Neutrale Probengefäße dienen zur Aufnahme von Lösungen, Substanzen oder Probenmaterial. Bei den Artikeln handelt es sich um primäre Gefäße zu Aufbewahrungs- und Transportzwecken, die im Labor weiter verarbeitet werden können. Bei Nutzung der Probengefäße für Probenmaterial aus dem menschlichen Körper können wichtige Erkenntnisse über den Gesundheitszustand des Patienten gewonnen werden.

Alle Produkte aus der Produktgruppe neutrale Probengefäße sind ausschließlich zur einmaligen Anwendung im professionellen Umfeld durch qualifiziertes Laborfachpersonal bestimmt.

Leistungsmerkmale

Beim neutralen Probengefäß handelt es sich um ein CE-gekennzeichnetes IVD-Produkt, das in der Klasse A eingruppiert ist. Die Produkte sind in unterschiedlichen Größen und Formen und mit verschiedenen Stopfenfarben und -arten erhältlich.

Hinweise

- Bei Handhabung von Gefahrstoffen oder diagnostischen Proben, Schutzhandschuhe und ggf. weitere Schutzkleidung tragen!
- Keine beschädigten oder bereits gebrauchten Probengefäße verwenden.
- Jeglicher gewaltsamer Umgang mit dem Produkt ist zu vermeiden.
- Probengefäße nur im angegebenen Haltbarkeitszeitraum verwenden.
- Die weitere Aufbewahrung, bzw. Entsorgung der gebrauchten oder kontaminierten Gefäße erfolgt gemäß der Vorschriften der Einrichtung im geeigneten Entsorgungsbehälter.
- Das Produkt ist nur für den Einmalgebrauch!

Anwendung

Deckel des Gefäßes öffnen, sofern dieser nicht separat ist, und gewünschtes Material mit den entsprechenden Hilfsmitteln hineingeben. Gefäß verschließen. Weitere Schritte hängen von der Art der Nutzung ab und sind nicht Bestandteil dieser Gebrauchsanweisung.

Lagerung

Bei +5°C bis 25°C trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.

Alle in Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

Symbolbedeutung

	Artikelnummer		Vor Sonnenlicht schützen
	Chargenbezeichnung in JJX0000		Vor Nässe schützen
	Haltbarkeit in JJJJ-MM		IVD-Produkt
	CE-Zeichen		Lagertemperatur
	Hersteller		Informationsunterlagen beachten
	Nur zum Einmalgebrauch		

Technische Änderungen vorbehalten



KABE LABORTECHNIK GmbH
Jägerhofstraße 17
51588 Nümbrecht-Elsenroth
www.kabe-labortechnik.de

Instructions for use Untreated Specimen container

apply to the products untreated specimen containers in various designs

Product description/Intended use

The products untreated specimen containers are used to hold solutions, substances or specimen material. The products are primary container for storage and transport purposes, which can be further processed in the laboratory. When using the specimen containers for sample material from the human body, important information about the patient's state of health can be obtained.

All products from the product group neutral sample containers are intended exclusively for single use in a professional environment by qualified laboratory personnel.

Features

The untreated specimen container is a CE-marked IVD product, which is grouped in class A. The products are available in different sizes and shapes and with different stopper colours and types.

Notes

- When handling hazardous substances or diagnostic samples, wear protective gloves and, if necessary, other protective clothing!
- Do not use damaged or already used specimen containers.
- Any violent handling of the product must be avoided.
- Use untreated specimen container only within the specified shelf life.
- The further storage or disposal of the used or contaminated specimen container with saline solution is carried out according to the regulations of the facility in the suitable disposal container.
- The product is for single use only!!

Application

Open the lid of the container, if it is not separate, and add the desired material using the appropriate tools. Close the container. Further steps depend on the type of use and are not part of these instructions for use.

Storage

Store dry at +5°C to 25°C and protect from direct sunlight and humidity.

All serious incidents related to the product shall be reported to the manufacturer and the responsible authority of the member state where the user and/or patient is registered.

Symbol meaning

	Item no.		Protect from sunlight
	Lot in YYX0000		Protect from rain
	Shelf life in YYYY-MM		IVD product
	CE-mark		Storage temperature
	Manufacturer		Follow information documents
	For single use only		

Subject to technical changes.



KABE LABORTECHNIK GmbH
Jägerhofstraße 17
51588 Nümbrecht-Elsenroth
www.kabe-labortechnik.de