

FFP2-Masken & Medizinisch-chirurgische Gesichtsmasken



Symbolbild

Die FFP2-Masken erfüllen die europäische Norm EN 149:2001+A1:2009, sind CE-gekennzeichnet und entsprechend durch eine benannte Stelle geprüft.

Art.-Nr.	Bezeichnung
*	Atenschutzmaske FFP2/KN95

VE: auf Anfrage



Symbolbild

Die in Deutschland hergestellten CE-zertifizierten medizinisch-chirurgischen Gesichtsmasken erfüllen die Anforderungen der ISO 14683 – Medical-Surgical-Face Masks Type II R- und sind somit voll OP-tauglich.

Art.-Nr.	Bezeichnung
096001	Medizinisch-chirurgische Gesichtsmaske Typ II R

VE: 40 St. im Spenderkarton, 2.760 Stück im Umkarton