

# FFP2-Masken & Medizinisch-chirurgische Gesichtsmasken




Die FFP2-Masken wurden im Rahmen der Empfehlung (EU) 2020/403 bezüglich ihrer technischen Wirksamkeit im Kontext der COVID-19 Bedrohung durch die DEKRA geprüft. Die Anforderungen des Prüfungsgrundsatzes wurden erfüllt.

Die Masken bestehen aus Vliesstoff mit Mikron Filter und bieten Atemschutz für nicht-ölige Partikel sowie gegen Staub und Smog und dienen bei ordnungsgemäßem Tragen dem Eigenschutz.

Art.-Nr.	Bezeichnung
096000	Atemschutzmaske FFP2/KN95 Modell 9250

VE: 50 St. im Spenderkarton (je 2 Masken im Polybeutel), 1.000 Stück im Umkarton



Die in Deutschland hergestellten CE-zertifizierten medizinisch-chirurgischen Gesichtsmasken erfüllen die Anforderungen der ISO 14683 – Medical-Surgical-Face Masks Type II R- und sind somit voll OP-tauglich. Sie bestehen aus zwei Schichten Spinnvlies sowie einem innenliegenden Filter aus schmelzgeblasenem Gewebe und tragen bei ordnungsgemäßer Verwendung zur Verringerung des Risikos der Verbreitung einer Infektion bei und dienen als Fremdschutz.

Art.-Nr.	Bezeichnung
096001	Medizinisch-chirurgische Gesichtsmaske Typ II R

VE: 40 St. im Spenderkarton, 2.760 Stück im Umkarton