

Neutrale Probenröhren steril

beispielsweise zur Lagerung und zum Transport von Abstrichproben




Neutrale Probenröhren 12 ml, steril

Polystyrol, mit aufgedrücktem (Überlapp)-Stopfen
Ø 16 mm, L = 95 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung
050401	N 95 S steril
050402	N 95 Sn steril

VE: 100 Stück im Beutel, 1.000 Stück im Karton



Neutrale Probenröhren 13 ml, steril

Polypropylen, mit aufgeschraubtem Stopfen
Ø 16,5 mm, L = 101 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung
0961 1150	N 101/16,5 S steril

VE: 100 Stück im Beutel, 1.000 Stück im Karton