


Präparierte Probenröhre für pathologische/histologische Untersuchungen



Ab sofort erhalten Sie bei der KABE LABORTECHNIK GmbH die 13 ml Probenröhre mit Schraubstopfen präpariert für die Pathologie und Histologie.

Die neuen Röhren (13 ml, Ø 16,5 mm, L = 101 mm) erfüllen die Dichtigkeitsanforderungen der DIN EN ISO 6717:2021-12, Anhang C.2, sind mit 6 ml 4 %-Formaldehydlösung als Fixativ vordosiert und mit einem gelben Schraubstopfen verschlossen.

Phosphatgepufferte Lösung pH 7,0 ± 0,3

Die Röhren sind mit Standardetikett versehen. Auf Wunsch können sie auch mit individueller/personalisierter Etikettierung gefertigt werden.

Bei Bedarf erhalten Sie selbstverständlich auch weiterhin diese und weitere Probenröhren in der neutralen Ausführung sowie unser umfangreiches Sortiment der Pathologiegefäße vordosiert mit Formalin für unterschiedlich große Gewebeproben.

Sprechen Sie uns gerne an!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stopfenfarbe	Verpackung
042750	Probenröhren 13 ml, 6 ml Formalin	gelb	100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stopfenfarbe	Verpackung
0961 3110	Probenröhren neutral 13 ml, N 101/16,5 S	natur	1.000 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton
0961 1134	Probenröhren neutral 13 ml, N 101/16,5 mit beigelegtem Stopfen	natur	1.000 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton

