

# Probenröhren mit physiologischer Kochsalzlösung & Abstrichtupfer für Rachen und Nase\*

NEU



Die Probenröhren mit je 1 ml physiologischer Kochsalzlösung NaCl 0,9% dienen als Transportgefäß für Abstrichproben.

Die Röhren sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und werden steril geliefert.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
042500 <sup>1</sup>	Probenröhren mit Kochsalzlösung 1 ml NaCl 0,9%, 75/12 PP Sn weiß	Probenröhre mit Überlapstopfen weiß, Ø 12 mm, L = 75 mm mit 1 ml NaCl-Lösung 0,9%, steril
0961 3360 <sup>2</sup>	Probenröhren mit Kochsalzlösung 1 ml NaCl 0,9%, 75/13 S natur	Probenröhre mit Schraubstopfen natur, Ø 13 mm, L = 75 mm mit 1 ml NaCl-Lösung 0,9%, steril
0961 3250 <sup>3</sup>	Probenröhren mit Kochsalzlösung 1 ml NaCl 0,9%, 92/15 PP S natur	Probenröhre mit Schraubstopfen natur, Ø 15 mm, L = 92 mm mit 1 ml NaCl-Lösung 0,9%, steril
0961 1250 <sup>3</sup>	Probenröhren mit Kochsalzlösung 1 ml NaCl 0,9%, 101/16,5 PP S natur	Probenröhre mit Schraubstopfen natur, Ø 16,5 mm, L = 101 mm mit 1 ml NaCl-Lösung 0,9%, steril

<sup>1</sup>VE: 100 St. im Beutel, 4.000 Stück im Umkarton

<sup>2</sup>VE: 100 St. im Beutel, 2.000 Stück im Umkarton

<sup>3</sup>VE: 100 St. im Beutel, 1.000 Stück im Umkarton

Die Abstrichtupfer mit Nylon-Flockfaserkopf sind in zwei Ausführungen für Rachen- und/oder Nasenabstriche erhältlich. Sie sind einzeln steril verpackt.

Art.-Nr.	Bezeichnung
056505*	Nylon-Flockfaser-Abstrichtupfer, Nase, Bruchstelle 82 mm, Kopf-Ø 3 mm
056506*	Nylon-Flockfaser-Abstrichtupfer, Rachen, Bruchstelle 81 mm, Kopf-Ø 5 mm

VE: 100 St. im Beutel, 5.000 Stück im Umkarton