


# Urinanalyse

## URIVETTE®/URIVETTE® BAK: Entnahme-, Transport- und Analysegefäß!



URIVETTE®  
(8 ml und 10 ml,  
steril und unsteril)



URIVETTE® BAK  
(10 ml, unsteril)



Urinsammelbecher mit  
Schraubverschluss  
(100 ml, steril und unsteril)



Urin-Sammelflasche  
(2000 ml und 2500 ml)

Die URIVETTE® ist eine skalierte Einmal-Urin-Entnahme mit Schraubstopfen und Saugschlauch.  
Die URIVETTE® BAK bietet zudem eine Stabilisierung der Keimzahl im Urin für ca. 24 h.

- Hygienisch sauberes Aufziehen mit Saugschlauch
- Streifentest direkt in der URIVETTE®/URIVETTE® BAK durchführbar
- Zentrifugenröhre für Sedimentgewinnung  
(ca. 5 min bei 400-800 g)
- Bruchsicheres Transportgefäß
- In verschiedenen Größen und Volumina, einzeln steril und lose unsteril erhältlich

