

Probengefäß 15 ml mit Formalin


– Die perfekte Lösung für sichere Probenfixierung und kostengünstigen Versand –

Mit dem neuen Probengefäß 15 ml mit Formalin erweitert die KABE-Labortechnik GmbH ihr Sortiment an hochwertigen Probengefäßen für die Pathologie und Histologie.

Entwickelt für die neuen Anforderungen im Briefversand

Für **Basisprodukte Brief national** gilt ab Januar 2027 eine **maximale Höhe von 3 cm** und ein **Maximalgewicht von 2.000 g**, betroffen sind davon die Formate Groß- und Maxibrief. **Sendungen, die größer und/oder schwerer sind** als das neue Format Maxibrief, sind ab Januar 2027 über **Produkte aus dem Paketportfolio** einzuliefern.*

Das neue Probengefäß wurde gezielt für diese veränderten Versandbedingungen entwickelt. Mit seiner kompakten Bauform ermöglicht es einen platzsparenden und damit kostengünstigen Versand und bietet gleichzeitig eine zuverlässige Lösung für den täglichen Einsatz in Pathologie und Histologie.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Verschluss	Verpackung
042850	Probengefäß 15 ml mit 4 % Formaldehydlösung	Schraubdeckel	50 Stück im Spenderkarton

Art.-Nr.	Bezeichnung
061772	Ständer für Probengefäße 15 ml, 2 Reihen á 10 Bohrungen aus Edelstahl

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Vordosierte, phosphatgepufferte 4 % Formaldehydlösung, pH 7,0 ± 0,3 als gebrauchsfertiges Fixativ
- ✓ Sichere Dichtheit gemäß DIN EN ISO 6717:2021 und Verpackungsanweisung P650
- ✓ Gelber Schraubdeckel zur internen Kennzeichnung von 4 % Formaldehydlösung bei KABE
- ✓ Standardetikett inklusive
- ✓ Optional: Individuelle Etikettierung nach Kundenwunsch
- ✓ Weitere Deckelfarben auf Anfrage erhältlich
- ✓ Bewährte KABE Qualität

* Post & Paket Deutschland | Produkthanpassungen Brief | März 2026